

HAKUJU

心地よさが紡ぐ、  
健やかで  
穏やかな時間。



ヘルストロン  
HEALTHTRON  
HEF-Bx10000M

# こころを満たす、 上質のやすらぎ。

好きな姿勢でリラックスできる  
オットマンスタイルのBx10000M。  
上質な座り心地と5つの電極から  
生まれる安定した電界が  
やすらぎのひと時をあなたにお届けします。

## 包みこまれるような やわらかな座り心地

より快適な座り心地を追求し、  
座部の仕様を見直しました。  
包みこまれるようなやわらかな  
座り心地を体感ください。



## 快適な姿勢に合わせて 高さが選べるオットマン

足元はオットマン仕様で、上段・下段  
どちらでも、お好きな姿勢で治療できます。  
さらにヒーター機能を内蔵し、寒い日でも  
快適にご使用いただけます。



## らくらく電動 リクライニング

電動の無段階リクライニングでお好みの  
角度へ調整可能。ボタンを押すだけで、  
最大約136度までリクライニングできます。



## どの部屋にも調和する スタイリッシュなデザイン

落ち着いた色合いのオーク材を使用し、  
優しい肌触りのファブリックを採用。  
様々なライフスタイルに溶け込みます。





### 座った状態で かんたん操作

座ったままの状態でも、簡単に操作いただけます。通電時間の設定も一目でわかります。



### 新方式の安定した電界で包み込む

上部、背部、座部(右・左)、オットマンの5ヶ所に電極を配置した新型マルチ電極方式。電極を複数配置することで、安定した電界を形成。電極間電位差10000Vから生まれる、安定した電界で全身を効率よく包みこみます。

#### 効果

頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘の緩解



### 電界とは?

電界とは電気の力が働く空間。自然界には、たくさんの電気が存在しています。そして、ひとの体にも微弱ですが、電気があり、これによりさまざまな機能が正常に保たれています。ヘルストロンは、電気の力で身体を包みこみます。

※ヘルストロンBx10000Mは、「家庭用電位治療器」です。(医薬品医療機器等法上の分類)

### 手軽に使える省エネ設計。

30日間、毎日1時間使用しても、電気代はわずか9円程度。

※消費電力120kWh当たりの単価30円で算出(2023年12月現在、東京電力データ)  
※記載の通電時間は、電気代算出のための目安です。

1ヶ月電気代

約9円

### これからの健康をヘルストロンとともに。

ヘルストロンの効果をより高めるためには、自然の流れに沿った生活を心がける必要があります。私たちが唱えているのは、「ゆとりある精神」「バランスのとれた食事」「適度な運動」という三位一体の健康哲学です。ヘルストロンとともに、毎日の健康管理を行い健やかな日常へつなげましょう。

ゆとりある  
精神

適度な  
運動

バランスの  
とれた食事


## HEF-Bx10000M 仕様

類別	機械器具 78 家庭用電気治療器
一般的名称	家庭用電位治療器
分類	管理医療機器
販売名	白寿交流高圧電界保健装置 ヘルストロン HEF-Bx10000M
認証番号	305AKBZX00064000
定格電圧	AC100V
定格周波数	50-60Hz
定格消費電力	電位: 10W、加温: 25W、電位+加温+リクライニング: 80W
定格出力電圧	上部電極: AC5000V、背部電極・座部電極: AC5000V
治療電圧(電極間電位差)	3段階(低)5000V、(中)7800V、(高)10000V
電極数	5(マルチ電極)
導子部の耐湿性	IPX1
タイマー設定	6段階(10分、20分、30分、40分、50分、60分)
重量	椅子・高圧ユニット・上部電極: 約58kg、オットマン: 約10kg
ヒーター機能	表面温度: 約45℃(周囲温度20℃の場合)、タイマー設定: 60分

### 〈寸法〉



### 〈オットマン寸法〉



※本機器の仕様は製品改良により予告なく変更することがあります。  
 ※ヒーターは治療器としての温熱効果を持つものではありません。実際に仕様するときは、環境により多少異なります。

HEF-Bx10000M 税込価格 1,100,000円 (税抜価格 1,000,000円)

付属品/取扱説明書、保証書、検電器

※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。※ヘルストロンは当社の登録商標です。

## 国際水準の品質・安全性



PSEマークは電気製品の安全性を示す目印で、多項目の安全試験をはじめ、工場での品質検査などの安全基準をクリアした電気製品につけられます。



HAPIマークは一般社団法人日本ホームヘルス機器協会が認証するもので、健康機器の信頼性・安全性を確かめる目安となっており、すべて製造物賠償責任保険(PL保険)がついています。



白寿生科学研究所は医療機器における品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485の認証を取得しております。

## 安全に関するご注意

ヘルストロンは正しく使っていただくことで、効果を発揮する医療機器です。使用を誤ると人体に悪影響や物的損害が発生する場合があります。詳しくは取扱説明書を必ずお読みいただき、医療上の注意事項をご確認のうえ、正しくお使いください。

## ご使用にあたって

この製品には保証書を添付しております。保証書は所定事項を記入のうえ発行しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

## お問い合わせ

電話

0120-05-8910

ホームページ

ヘルストロン 検索

<https://www.hakuju.co.jp>

## 製造発売元

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員 No.A-24



株式会社 白寿生科学研究所

本社 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-37-5



231225-B-2587