

ヘルストロン



HEALTHTRON

Lx9000W

[ワンシート・モデル]

心地よさの
その先へ



HAKUJU

全身、包みこまれる。

椅子とレッグレストが一体化した空色のワンシートモデル、Lx9000W。

電動式のリクライニング、全身が包みこまれるようなふっくらした座り心地。

電位治療による健やかな日々を、新たな心地よさと共に。

指先一つで 簡単リクライニング。

ひじ掛けの側面に配置してあるボタンを
軽く押すだけで自動リクライニング。

操作しながらお手軽に
角度を調整いただけます。



レッグレスト一体型 電動式リクライニング。

背もたれと連動して、レッグレストが可動します。
電動式のなめらかな無段階のリクライニングが
ゆったりとくつろげる時間へと誘います。
最大角度は約130度。お好みの角度で、
足の先まで全身リラックスしていただけます。






包みこまれる ソフトな座り心地。

柔らかな丸みのある背もたれにより
全身が包みこまれるような
座り心地を実感いただけます。



多彩な表情を生む 空色ファブリック。

爽やかな空色のファブリックは、
複数の糸で織り込まれているため、
見る角度により表情が変化します。



ヒーター内蔵。

レッグレストは、
リモコン操作で足元が温まるヒーター付き。
季節を問わずお使いいただけます。

身体を優しく 包みこむ電界。

上部と座部、レッグレストに電極を配置した
当社独自の3電極方式。
電極を複数設置することで、安定した電界を形成。
全身を効率よく包みこみます。

効果

頭痛、肩こり、不眠症、
慢性便秘の緩解

ワンタッチ操作の
シンプルな
リモコン。

座ったまま、ワンタッチで
簡単に操作いただけます。
通電時間の設定が
一目でわかります。



電極
(レッグレスト)

電極
(座部)

電極
(上部)



電界とは？

電界とは電気の力が働く空間。自然界には、たくさんの電気が存在しています。そして、人の身体にも微弱ですが電気があり、これによりさまざまな機能が正常に保たれています。ヘルストロンは、電気の力で身体を包みこみます。
※ヘルストロンLx9000Wは、「家庭用電位治療器」です。(医薬品医療機器等法上の分類)

1ヵ月電気代

約5.8円

30日間、毎日1時間使用しても、
電気代はわずか5.8円程度。

※消費電力120kWh当たりの単価19円52銭で算出(2019年9月現在、東京電力データ)※記載の通電時間は、電気代算出のための目安です。

これからの健康をヘルストロンとともに。

ヘルストロンの効果をより高めるためには、
自然の流れに沿った生活を心がける必要があります。
私たちが唱えているのは、
「ゆとりある精神」「バランスのとれた食事」「適度な運動」
という三位一体の健康哲学です。
ヘルストロンとともに、毎日の健康管理を行い
健やかな日常へつなげましょう。

ゆとりある
精神

適度な
運動

バランスの
とれた食事

Lx9000W仕様

| | |
|--------------|---|
| 類別 | 機械器具 78 家庭用電気治療器 |
| 一般的名称 | 家庭用電位治療器 |
| 分類 | 管理医療機器 |
| 販売名 | 白寿交流高圧電界保健装置 ヘルストロン HEF-Lx9000W |
| 認証番号 | 301AKBZX00024000 |
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格消費電力 | 電位：10W 加温：12W 電位+加温+リクライニング：70W |
| 定格周波数 | 50-60Hz |
| 定格出力電圧 | 上部電極：AC4500V 座部電極：AC4500V |
| 治療電圧(電極間電位差) | 3段階 (低)4500V、(中)7000V、(高)9000V |
| 導子部の耐湿性 | IPX1 |
| タイマー設定 | 6段階 10分・20分・30分・40分・50分・60分 |
| 重量 | 椅子・高圧ユニット・上部電極：約50kg 絶縁マット：約1kg |
| ヒーター機能 | 表面温度約45℃(周囲気温20℃の場合) タイマー設定/単独使用時60分 |

※ヒーターは治療器としての温熱効果をもつものではありません。実際に使用するときは、環境により多少異なります。
本機器の仕様は製品改良により予告なく変更することがあります。

Lx9000W 税込価格 770,000円(税抜価格 700,000円)

付属品/電源コード、絶縁マット、電界センサー、取扱説明書


※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ヘルストロンは当社の登録商標です。

〈寸法〉



(最大リクライニング時)



(絶縁マット)



★上部電極は、高さ調整可能。

※設置の際は壁などから約20cm以上離してください。

国際水準の品質・安全性



PSEマークは電気製品の安全性を示す目印で、多項目の安全試験をはじめ、工場での品質検査などの安全基準をクリアした電気製品につけられます。



HAPIマークは一般社団法人日本ホームヘルス機器協会が認証するもので、健康機器の信頼性・安全性を確かめる目安となっており、すべて製造物賠償責任保険(PL保険)がついています。



白寿生科学研究所は医療機器における品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485の認証を取得しております。

安全に関するご注意

ヘルストロンは正しく使っていただくことで、効果を発揮する医療機器です。使用を誤ると人体に悪影響や物的損害が発生する場合があります。詳しくは取扱説明書を必ずお読みいただき、医療上の注意事項をご確認のうえ、正しくお使いください。

ご使用にあたって

この製品には保証書を添付しております。保証書は所定事項を記入のうえ発行しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

動画でもご覧いただけます。



お問い合わせ

電話

0120-05-8910

ホームページ

ヘルストロン 検索

<http://www.hakuju.co.jp>

製造発売元

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員 No.A-24



株式会社 白寿生科学研究所

本社 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-37-5

2019年8月発行 2019年9月改訂



190618-B-1766

