

HEALTHTRON

上質な夢を見よう
ヘルストロン

HEF-N6000WG



GOOD DESIGN

白寿交流高圧電界保健装置 ヘルストロン HEF-N6000WG
認証番号 228AKBZX00085000

HAKUJU

電圧も心地よさも、グレードアップ ヘルストロン HEF-N6000WG

健康長寿の、その先へ

ヘルストロンの通電効果をより高めるには、自然の流れに沿った正しい生活を心がけることが大切です。ハクジュがおすすめするのは、「ゆとりある精神」「バランスのとれた食事」「適度な運動」という三位一体の健康哲学。毎日の健康管理をきちんと行うことが、笑顔あふれる健やかな日常へとつながります。

ゆとりある
精神

バランスの
とれた食事

適度な
運動

ゆとりある精神

現代人の抱えるストレスは、さまざまな病気の原因となります。穏やかに、心をゆったりと持って生きることは、自らの人生に恵みとゆとりをもたらします。ヘルストロンの電界に包まれる心地よさに、さらにゆとりの時間を加えることで、心を癒し、身体を健やかに導きます。

バランスのとれた食事

偏食や暴飲暴食、高脂肪、高カロリー、低ビタミン、低ミネラル、低繊維質…。どれも現代人が陥りやすい食事のパターンです。主食、主菜、副菜を基本にした栄養バランスのとれた食生活が、健やかさを保つ基本となります。

適度な運動

体力に見合った適度な運動が大事です。とりわけ簡単で続けやすいものにウォーキングがあります。30分歩くだけでも効果は大。適度な運動は人を安らかな眠りへと導き、さらには快適な目覚め、ストレス解消へとつながります。

ヘルストロンについて、よくあるご質問

電界って何ですか？

大きな電圧がかかったときに生じる電気の力のことです。もともと自然界には、たくさんの電気が存在しています。そして私たちの身体にも微弱ですが電気があり、これによりさまざまな機能が正常に保たれています。ヘルストロンは電界という自然の力を応用した治療器です。電気の力が層となって身体をやさしく包みます。

電気って、ビリビリしませんか？

ビリビリ感じるのは、身体に電流が流れる場合です。ヘルストロンは電流がほとんど流れないので、治療中はまったくといっていいほど刺激を感じません。

幸福な休息が、夢のような明日をつれてくる。

ヘルストロン HEF-N6000WGは、寝ころんだ姿勢で通電できる家庭用電位治療器。

3電極ダブル通電方式で効率よく安定した電界を形成するのはもちろん、


高い機能性を備えた電位敷きパッドの採用で、快適に治療することができます。

グッドデザイン賞を受賞した、シンプルで美しいデザインも魅力です。

6000Vの高電圧

3電極ダブル通電方式

枕元の「上部電極」と「パッド電極」から発生した電気を足元の「アース電極」が受け止める、当社独自の3電極ダブル通電方式を採用。電位敷きパッドの上で形成される安定した電界が、横になった身体を包み込みます。



効果 頭痛・肩こり・不眠症・慢性便秘の緩解

3つの治療コース

3つのコースから治療法を選び、ダイヤルを合わせてスイッチを入れるだけで操作方法も簡単。その日の体調に合わせて選択できます。治療に慣れてきたら、次のコースにステップアップ。初心者から慣れた方まで、お好みで設定が可能です。


コース	最初の1時間	後半7時間		
		15分間 直流低圧	105分間 重量低圧(交流+直流)	5時間 交流低圧
1	はじめての方 交流3000V			
2	久しぶりに ご使用される方 交流3000V			
3	ヘルストロンに 十分に慣れた方 交流6000V	プログラム出力		

白寿交流高圧電界保健装置 ヘルストロンHEF-N6000WG 認証番号 228AKBZX00085000

人の自然な
リズムを考えた
プログラム出力

人間の身体には「昼間は動き、夜は眠る」といった活動リズムをはじめとする一定の周期が備わっています。

N6000WGは、そのような周期を考えて治療器の出力を設定。身体への働きかけを、さらにサポートします。



高機能電位敷きパッド


吸汗速乾性 光消臭 陰干し可

電位敷きパッドの表生地には、優れた吸汗速乾性を発揮する機能性素材を採用。光消臭の特殊繊維を編みこむことで、気になる臭いを分解・消臭します。ほどよい厚みとクッション性を備えた上質なパッドで、気持ちよく過ごせます。



あったかウオーマー機能

腰から足元まで設けられた「アース電極」には、ウオーマー機能を搭載。電位治療と同時に、またウオーマー単体で使用することもできます。上部電極の温度調節スライダで、温かさの調整も可能です。



コンパクト設計

小型化・軽量化を目指したN6000WGは、毎日の暮らしの妨げにならないコンパクトな設計です。電位敷きパッドは折りたたんで押入れ等に収納でき、場所を取りません。部屋の移動や帰省時などの際は、専用袋に収めて持ち運ぶこともできます。



敷布団の上にも
セットできます

1カ月の電気代は約24円

コース3(毎日8時間、30日間)で使用しても、電気代は約24円程度。また、同時にウオーマーを4時間使用した場合は、約164円と家計にうれしい省エネ設計です。

※消費電力120kWhまでの1kWh当たりの単価19円88銭で算出(2022年8月現在、東京電力データ) ※記載の通電時間は、電気代算出のための目安です。



N6000WG仕様

販売名	白寿交流高圧電界保健装置ヘルストロン HEF-N6000WG
定格電圧(実効値)	AC100V/周波数50-60Hz
定格消費電力	5W(電位治療)、59W(ウォーマー)
定格出力電圧(AC:実効値)	上部電極:AC5000V、AC2500V、AC1000V パッド電極:AC1000V、AC500V、DC-500V、1000V(重畳出力)
導子部の耐湿性	IPX1
治療電圧(最大)(電極間電位差)	3000Vまたは6000V
タイマー設定	1時間・8時間
重量	高圧ユニット 約5kg、上部電極付電位敷きパッド 約8kg
寸法	高圧ユニット:高さ約23×幅約29×奥行約16cm 電位敷きパッド:厚さ約5×幅約100×長さ約200cm
ウォーマー機能	表面温度約52℃(最高温度設定の場合)、8時間オートオフ
認証番号	228AKBZX00085000

※ウォーマーは治療器としての温熱効果をもつものではありません。※ウォーマー温度は JIS C9210 の試験方法で測定。実際に使用するときは、室温やふとんの厚さなどにより多少異なります。※本製品の仕様は改良により予告なく変更する場合がございます。

HEF-N6000WG 本体価格 税込429,000円(税抜390,000円)

付属品:取扱説明書、保証書、検電器、電源コード、コードホルダ(5個)

別売り:交換用 電位敷きパッド 本体価格 税込30,800円(税抜28,000円)

※電位敷きパッドは、ヘルストロン HEF-N6000WG 専用の部品であり、電位治療のために特別に設計されたものです。3年ごとに交換をお願いします。

国際水準の品質・安全性



PSEマークは電気製品の安全性を示す目印で、多項目の安全試験をはじめ、工場での品質検査などの厳しい安全基準をクリアした電気製品につけられます。



HAPIマークは一般社団法人日本ホームヘルス機器協会が認証するもので、健康機器の信頼性・安全性を確かめる目安となっており、製造物賠償責任保険(PL保険)がついています。



白寿生科学研究所は医療機器における品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485の認証を取得しております。

特許番号:登録第4582814号
発明の名称:臥床式電位治療装置

特許番号:登録第4418498号
発明の名称:睡眠補助装置

安全に関するご注意

ヘルストロンは正しく使っていただくことで、効果を発揮する医療機器です。使用を誤ると人体に悪影響や物的損害が発生する場合があります。詳しくは取扱説明書を必ずお読みいただき、医療上の注意事項をご確認のうえ、正しくお使いください。

ご使用にあたって

この商品には保証書を添付しております。保証書は所定事項を記入のうえ発行しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

●印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

電話

0120-05-8910

ホームページ

ヘルストロン 検索

<https://www.hakuju.co.jp>

製造発売元

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員 No.A-24



本社 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5

2017年1月発行 2022年10月改訂



161207-B-1391